

Sistema de punción OneTouch® Delica®† Diseñado para pruebas cómodas.

Lancetas disponibles en dos tamaños (30 G finas y 33 G extrafinas).



1 Retire la tapa (**gire hacia la izquierda y jale**) e inserte una lanceta hasta que se trabe en su lugar.



2 Gire la parte superior de la lanceta plástica con **un giro completo**. Vuelva a colocar la tapa y **gire hacia la derecha** para asegurarla.



3 **Configure el control de profundidad:**
1-7 (1 es el más superficial y 7 es el más profundo).



4 **Deslice el control de cargado hacia atrás hasta que haga clic.** Sostenga firmemente el dispositivo contra el costado de su dedo. Presione el botón circular de disparo.

Importante: Antes de realizar las punciones, lea atentamente la Guía del Usuario de OneTouch® Delica®. Las lancetas son estériles y deben usarse solo una vez para reducir los riesgos de infección.

¿Preguntas?

Llame al 1-888-567-3010 o visite
www.OneTouch.com

†Solo se usa con lancetas OneTouch® Delica®.
Todas las marcas registradas se usan con licencia de LifeScan, Inc.
© 2014 LifeScan, Inc., 965 Chesterbrook Blvd, Wayne, PA 19087 LFS-14-4378A 10/14.

P: ¿Cómo puede realizar las pruebas sencillamente?

R: Con el medidor OneTouch Verio®.



El medidor OneTouch Verio® lo ayuda a entender mejor sus resultados sin ningún esfuerzo adicional.

ONETOUCH®

Obtenga resultados con el medidor OneTouch Verio®

En 2 pasos fáciles:

Antes de realizar la prueba, lávese y séquese las manos completamente.

1 Inserte una tira reactiva

Inserte una tira reactiva en el puerto de tiras reactivas con el lado dorado de la tira reactiva y las dos puntas de plata orientadas hacia usted.

No precisa codificación.



2 Aplique la sangre

Cuando aparezca la pantalla "Aplicar sangre" en el visualizador, puede aplicar su muestra de sangre en cualquier lado de la tira reactiva.



Obtenga el resultado

Su resultado de glucosa en sangre aparece en la pantalla junto con un punto de color que le indica si está dentro, por debajo o encima de su intervalo.



IMPORTANTE: Estas instrucciones están simplificadas para complementar el entrenamiento que reciba de su médico. Antes de realizar las pruebas, lea atentamente el Manual del Propietario de su medidor OneTouch®.