

Guía para realizar pruebas  
con facilidad

# El medidor OneTouch Verio Flex™ lo ayuda a conocer sus niveles de glucosa en la sangre sin complicaciones...

TECNOLOGÍA  
ColorSure™



**Paso 1:** inserte una tira reactiva OneTouch Verio®

+



**Paso 2:** coloque sangre en cualquiera de los dos lados de la tira

=



**Eso es todo.** Su resultado aparece en la pantalla junto a una flecha que le indica si este se encuentra **bajo**, **dentro del intervalo** o **alto**

## ...con una simple prueba de 2 pasos.

Antes de obtener los resultados de glucosa en la sangre, lea atentamente el Manual del usuario del medidor OneTouch Verio Flex™.

ONETOUCH®